




## フリーダムプレート ストレート型 Freedom Plate Straight-Type



商品コード	プレートタイプ	穴数	全長	幅	厚み	穴径
FSPT-32T	ストレート型	32	192	5.0	2.0	2.5

(単位:mm)

## フリーダムプレート H型 Freedom Plate H-Type



商品コード	プレートタイプ	穴数	全長	幅	厚み	穴径
FHPT-36T	H型	36	216	5.0	2.0	2.5

(単位:mm)


## フリーダムプレート TH型 Freedom Plate TH-Type



商品コード	プレートタイプ	穴数	全長	幅	厚み	穴径
FTPT-38T	TH型	38	216	5.0	2.0	2.5

(単位:mm)

## フリーダムプレート TO型 Freedom Plate TO-Type



商品コード	プレートタイプ	穴数	全長	幅	厚み	穴径
FOPT-38T	TO型	38	220	5.0	2.0	2.5

(単位:mm)

## 対応スクリュー

セルファッパ機能付き (単位:mm)  
材質: チタン合金

### コーテックススクリュー $\phi 2.0$



ドリル径  $\phi 1.5$

### Cortex Screw $\phi 2.0$

商品コード	全長
CR20-04T	4
CR20-06T	6
CR20-08T	8
CR20-10T	10
CR20-12T	12
CR20-14T	14
CR20-16T	16
CR20-18T	18
CR20-20T	20
CR20-22T	22
CR20-24T	24

### コーテックススクリュー $\phi 2.4$



ドリル径  $\phi 1.7$

### Cortex Screw $\phi 2.4$

商品コード	全長
CR24-06T	6
CR24-08T	8
CR24-10T	10
CR24-12T	12
CR24-14T	14
CR24-16T	16
CR24-18T	18
CR24-20T	20
CR24-22T	22
CR24-24T	24

### キャンセラススクリュー $\phi 2.4$



ドリル径  $\phi 1.5$

### Cancellous Screw $\phi 2.4$

商品コード	全長
CS24-06T	6
CS24-08T	8
CS24-10T	10
CS24-12T	12
CS24-14T	14
CS24-16T	16
CS24-18T	18
CS24-20T	20
CS24-22T	22
CS24-24T	24

ST 動物用チタンスクリュー  
医療機器製造販売承認番号: 27 動業第 2965 号

- 使用上の注意
- 本製品は、他メーカーのインプラント、原材料の異なるインプラントとは併用しないこと。本製品は専用のスクリュー (ST 動物用チタンスクリュー) を使用すること。
  - 異種金属が相互に触れ合うと電気化学的腐食反応が生じ、不具合が生じる危険性が高まる恐れがあるため、材質の異なるインプラントとは併用しないこと。
  - スクリュー固定の際、骨質によっては、タッピングを併用すること。
  - 術後、完治するまでは外固定を併用すること。
  - 本製品を使用した患者には、注意深く術後管理を行なうこと。
  - 肥満体の患者には慎重に使用すること。(患者の体重によるインプラントへの負担の為、骨固定の失敗やインプラント材料の変形や破損による不具合発現の可能性がある)

### 販売元



株式会社プラトンジャパン  
〒195-0062 東京都町田市大蔵町 56

【お問合せ受付】 平日9:00~17:00迄  
TEL: 042-736-3903  
FAX: 042-735-2426  
E-mail: info@sophiatech.co.jp

### 代理店