

Contouring Support Plate Line Up

材質：JIS2種純チタン (単位:mm)

カントゥアーリングサポートプレート ø1.5

Contouring Support Plate ø1.5



商品コード	穴数	全長	幅	厚み	穴径
COSP-0015	20	100	3.8	1.3	1.8

カントゥアーリングサポートプレート ø2.0/2.4・ø2.7/3.5

Contouring Support Plate ø2.0/2.4・ø2.7/3.5



商品コード	穴数	全長	幅	厚み	穴径
COSP-2024	32	192	5.0	1.6	2.5
COSP-2735	31	298	8.0	2.8	4.0

Screw Line Up

セルフタップ機能付き

材質：チタン合金 (単位:mm)

Cortex Screw ø1.5

商品コード	全長
CR15-04T	4
CR15-06T	6
CR15-07T	7
CR15-08T	8
CR15-09T	9
CR15-10T	10
CR15-12T	12
CR15-14T	14

Cortex Screw ø2.0

商品コード	全長
CR20-04T	4
CR20-06T	6
CR20-08T	8
CR20-10T	10
CR20-12T	12
CR20-14T	14
CR20-16T	16
CR20-18T	18
CR20-20T	20
CR20-22T	22
CR20-24T	24

Cortex Screw ø2.4

商品コード	全長
CR24-06T	6
CR24-08T	8
CR24-10T	10
CR24-12T	12
CR24-14T	14
CR24-16T	16
CR24-18T	18
CR24-20T	20
CR24-22T	22
CR24-24T	24

Cortex Screw ø2.7

商品コード	全長
CR27-10T	10
CR27-12T	12
CR27-14T	14
CR27-16T	16
CR27-18T	18
CR27-20T	20
CR27-22T	22
CR27-24T	24
CR27-26T	26
CR27-28T	28
CR27-30T	30
CR27-32T	32

Cortex Screw ø3.5

商品コード	全長
CR35-20T	20
CR35-22T	22
CR35-24T	24
CR35-26T	26
CR35-28T	28
CR35-30T	30
CR35-32T	32
CR35-34T	34
CR35-36T	36
CR35-38T	38
CR35-40T	40

Cancellous Screw ø2.4

商品コード	全長
CS24-06T	6
CS24-08T	8
CS24-10T	10
CS24-12T	12
CS24-14T	14
CS24-16T	16
CS24-18T	18
CS24-20T	20
CS24-22T	22
CS24-24T	24

Cancellous Screw ø2.7

商品コード	全長
CS27-08T	8
CS27-10T	10
CS27-12T	12
CS27-14T	14
CS27-16T	16
CS27-18T	18
CS27-20T	20
CS27-22T	22



互換のある六角ヘッド
ソフィアテックのドライバーを使うと
より快適な埋入操作ができます。

エッジの効いたネジ山で埋入がスムーズ

埋入トルクを考慮したセルフタップデザイン

スクリュー径	ø1.2	ø1.5	ø2.0	ø2.4	ø2.7	ø3.5
ヘッド径	2.8	3.0	3.5	3.5	5.0	6.0
ドリル径 (Cortex)	0.9	1.1	1.5	1.7	2.0	2.5
ドリル径 (Cancellous)	-	-	-	1.5	1.7	-
六角サイズ	1.5	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5

* 材質：チタン合金

ST 動物用チタンスクリュー 医療機器製造販売承認番号：27 動薬第 2965 号

- 使用上の注意
- ・本製品は、他メーカーのインプラント、原材料の異なるインプラントとは併用しないこと。本製品は専用のスクリュー (ST 動物用チタンスクリュー) を使用すること。
 - ・異種金属が相互に触れ合うと電気化学的腐食反応が生じ、不具合が生じる危険性が高まる恐れがあるため、材質の異なるインプラントとは併用しないこと。
 - ・スクリュー固定の際、骨質によっては、タッピングを併用すること。
 - ・術後、完治するまでは外固定を併用すること。
 - ・本製品を使用した患者には、注意深く術後管理を行なうこと。
 - ・肥満体の患者には慎重に使用すること。(患者の体重によるインプラントへの負担の為、骨固定の失敗やインプラント材料の変形や破損による不具合発現の可能性がある)

販売元



株式会社プラトンジャパン
〒195-0062 東京都町田市大蔵町 56

【お問合せ受付】 平日9:00~17:00迄
TEL: 042-736-3903
FAX: 042-735-2426
E-mail: info@sophiatech.co.jp

代理店