

国産技術のこだわり設計

※ 単位: mm

【Screw】



互換のある六角ヘッド
ソフィアテックのドライバーを使うと
より快適な埋入操作ができます。

エッジの効いたネジ山で埋入がスムーズ


埋入トルクを考慮したセルフタップデザイン

スクリュー径	φ1.2	φ1.5	φ2.0	φ2.4	φ2.7	φ3.5
ヘッド径	2.8	3.0	3.5	3.5	5.0	6.0
ドリル径 (Cortex)	0.9	1.1	1.5	1.7	2.0	2.5
ドリル径 (Cancellous)	-	-	-	1.5	1.7	-
六角サイズ	1.5	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5

※ 材質: チタン合金

【Anchor Washer】

アンカーが骨に食いつきワッシャーの空回りを制御



※ 材質: 純チタン2種

コーテックススクリュー

Cortex Screw φ1.2		Cortex Screw φ1.5		Cortex Screw φ2.0		Cortex Screw φ2.4		Cortex Screw φ2.7		Cortex Screw φ3.5	
商品コード	全長	商品コード	全長	商品コード	全長	商品コード	全長	商品コード	全長	商品コード	全長
CR12-05T	5	CR15-04T	4	CR20-04T	4	CR24-06T	6	CR27-10T	10	CR35-20T	20
CR12-06T	6	CR15-06T	6	CR20-06T	6	CR24-08T	8	CR27-12T	12	CR35-22T	22
CR12-07T	7	CR15-07T	7	CR20-08T	8	CR24-10T	10	CR27-14T	14	CR35-24T	24
CR12-08T	8	CR15-08T	8	CR20-10T	10	CR24-12T	12	CR27-16T	16	CR35-26T	26
CR12-09T	9	CR15-09T	9	CR20-12T	12	CR24-14T	14	CR27-18T	18	CR35-28T	28
CR12-10T	10	CR15-10T	10	CR20-14T	14	CR24-16T	16	CR27-20T	20	CR35-30T	30
CR12-12T	12	CR15-12T	12	CR20-16T	16	CR24-18T	18	CR27-22T	22	CR35-32T	32
		CR15-14T	14	CR20-18T	18	CR24-20T	20	CR27-24T	24	CR35-34T	34
				CR20-20T	20	CR24-22T	22	CR27-26T	26	CR35-36T	36
				CR20-22T	22	CR24-24T	24	CR27-28T	28	CR35-38T	38
				CR20-24T	24			CR27-30T	30	CR35-40T	40
								CR27-32T	32		

キャンセラスクリュー

Cancellous Screw φ2.4		Cancellous Screw φ2.7	
商品コード	全長	商品コード	全長
CS24-06T	6	CS27-08T	8
CS24-08T	8	CS27-10T	10
CS24-10T	10	CS27-12T	12
CS24-12T	12	CS27-14T	14
CS24-14T	14	CS27-16T	16
CS24-16T	16	CS27-18T	18
CS24-18T	18	CS27-20T	20
CS24-20T	20	CS27-22T	22
CS24-22T	22		
CS24-24T	24		


ラグスクリュー

Lag Screw φ2.4	
商品コード	全長
LG24-18T	18
LG24-20T	20
LG24-22T	22
LG24-24T	24

シャフト長: 全長の 1/2

アンカーワッシャー

サイズ	外径	穴径	厚み	アンカー一部
S (φ1.2/1.5用)	4.2	1.8	0.8	0.8
M (φ2.0/2.4用)	6.0	2.5	1.1	1.0
L (φ2.7/3.5用)	10.0	4.0	1.8	1.4



商品コード	商品名
AWHT-12S	アンカーワッシャー-S
AWHT-20M	アンカーワッシャー-M
AWHT-27L	アンカーワッシャー-L

φ1.2 棒骨整復システム 医療機器製造販売承認番号: 25 動薬第 3548 号
 アンカーワッシャー 医療機器製造販売承認番号: 26 動薬第 1930 号
 ST 動物用チタンスクリュー 医療機器製造販売承認番号: 27 動薬第 2965 号

【使用上の注意】

- ・本製品は、他メーカーのインプラント、原材料の異なるインプラントとは併用しないこと。
- ・異種金属が相互に触れ合うと電気化学的腐食反応が生じ、不具合が生じる危険性が高まる恐れがあるため、材質の異なるインプラントとは併用しないこと。
- ・肥満体の患者には慎重に使用すること。(患者の体重によるインプラントへの負担の為、骨固定の失敗やインプラント材料の変形や破損による不具合発現の可能性がある)
- ・術後、完治するまでは、必要に応じて外固定を併用すること。
- ・本製品を使用した患者には、注意深く術後管理を行なうこと。



販売元



株式会社プラトンジャパン
〒195-0062 東京都町田市大蔵町 56

【お問合せ受付】 平日9:00~17:00迄
 TEL: 042-736-3903
 FAX: 042-735-2426
 E-mail: info@sophiatech.co.jp

代理店