

# ø 1.2 Sophia Locking System

## ø1.2 Sophia Locking Plate

材質：JIS2 種純チタン

### ø1.2 ソフィアロッキングプレート

#### ø1.2 Sophia Locking Plate Straight Type



#### ø1.2 Sophia Locking Plate H Type



#### ø1.2 Sophia Locking Plate TH Type



#### ø1.2 Sophia Locking Plate TO Type



商品コード	商品名	穴数	全長	幅	厚み	穴径
LS12-20T	ø1.2ソフィアロッキングプレート ストレート型	20	100	3.8	1.5	1.7
LH12-24T	ø1.2ソフィアロッキングプレート H型	24	118			
LT12-26T	ø1.2ソフィアロッキングプレート TH型	26	118			
LO12-26T	ø1.2ソフィアロッキングプレート TO型	26	121			


ø1.2 ソフィアロッキングシステム 医療機器製造販売承認番号：5 動薬第 649 号

## Locking Screw & Cortex Screw

### ロッキングスクリュー&コーテックススクリュー

材質：チタン合金

ø1.2 Sophia Locking Screw		Cortex Screw ø1.2	
SO型			
商品コード	全長	商品コード	全長
SO12-05T	5	CR12-05T	5
SO12-06T	6	CR12-06T	6
SO12-07T	7	CR12-07T	7
SO12-08T	8	CR12-08T	8
SO12-09T	9	CR12-09T	9
SO12-10T	10	CR12-10T	10



ドリル CA-Vet ø 0.9 使用

ø1.2 挿骨整復システム 医療機器製造販売承認番号：25 動薬第 3548 号  
ø1.2 ソフィアロッキングシステム 医療機器製造販売承認番号：5 動薬第 649 号

## ø1.2 Sophia Locking System Starter Set

### ø1.2 ソフィアロッキングシステムスターターセット




商品コード	商品名	数量
LS12-20T	ø1.2 ソフィアロッキングプレート ストレート型	1
LH12-24T	ø1.2 ソフィアロッキングプレート H型	1
LT12-26T	ø1.2 ソフィアロッキングプレート TH型	1
LO12-26T	ø1.2 ソフィアロッキングプレート TO型	1
SO12-05T~10T	ø1.2 ソフィアロッキングスクリュー-SO型 L5~10mm	各5
CR12-05T~10T	コーテックススクリュー-ø1.2 L5~10mm	各2
SL12-028	ø1.2ソフィアロッキングパレット	1

## Drill

材質：ステンレス

### ドリルCA-Vet

コントラアングルハンドピース専用ドリル



商品コード	サイズ	全長 L1	ドリル先 L2
30500000	ø 0.9	33.5	16
30500010	ø 1.1	43.5	25
30500020	ø 1.5		
30500030	ø 1.7		

製造販売元：株式会社デンテック 動物用一般医療機器

## ø1.2 Sophia Locking System Tool

### ø1.2 ソフィアロッキングシステムツール



商品コード	商品名
TLDG-L12	ø1.2 ロッキング用ドリルガイド
TLSD-04S	スクリュードライバー 1.5(ミニクイック)
TLSD-03S	スクリュードライバー 1.5用スリーブ
TLSD-02S	スクリュードライバー 1.5
TLTQ-03N	0.3N・mトルクドライバー (ミニクイック)
TLHQ-001	ハンドルクイック型

\*(単位：mm)

- 使用上の注意
- ・本製品は、他メーカーのインプラント、原材料の異なるインプラントとは併用しないこと。本品のプレートは専用のスクリューを使用すること。
  - ・プレートと専用スクリューのロッキングには、0.3N・mのトルク値が推奨される。
  - ・異種金属が相互に触れ合うと電気化学的腐食反応が生じ、不具合が生じる危険性が高まる恐れがあるため、材質の異なるインプラントとは併用しないこと。
  - ・肥満体の患者には慎重に使用すること。(患者の体重によるインプラントへの負担の為、骨固定の失敗やインプラント材料の変形や破損による不具合発現の可能性がある)
  - ・術後、完治するまでは外固定を併用すること。
  - ・本製品を使用した患者には、注意深く術後管理を行なうこと。



販売元

<http://www.sophiatech.co.jp>  
**Sophia Tech**  
ソフィアテック事業部  
株式会社プラトンジャパン  
〒195-0062 東京都町田市大蔵町 56

【お問合せ受付】 平日9:00~17:00迄  
TEL:042-736-3903  
FAX:042-735-2426  
E-mail:info@sophiatech.co.jp

代理店