

# ø2.0/2.4 Sophia Locking System Line Up

## ø2.0/2.4 Sophia Locking Plate

### ø2.0/ø2.4 ソフィア ロッキング プレート

材質：JIS2種純チタン

#### ø2.0/2.4 Sophia Locking Plate Straight Type

商品コード	穴数	全長	幅	厚み	穴径
LS20-32T	32	192	5.7	2.5	2.6



#### ø2.0/2.4 Sophia Locking Plate H Type

商品コード	穴数	全長	幅	厚み	穴径
LH20-36T	36	216	5.7	2.5	2.6



#### ø2.0/2.4 Sophia Locking Plate TH Type

商品コード	穴数	全長	幅	厚み	穴径
LT20-38T	38	216	5.7	2.5	2.6



#### ø2.0/2.4 Sophia Locking Plate TO Type

商品コード	穴数	全長	幅	厚み	穴径
LO20-38T	38	220	5.7	2.5	2.6



\* 補助プレートとして穴ピッチが等しいカウンターリングサポートプレートが使用できます。 ø2.0/2.4 ソフィア ロッキングシステム 医療機器製造販売承認番号：2 動案第 2460 号  
\* 1.0mm 穴はガイドホールとして使用可能です。

## Screw Line Up

材質：チタン合金

### ø2.0 Sophia Locking Screw ST 型



四角 1.4



ドリル径 ø1.5

商品コード	全長
ST20-06T	6
ST20-08T	8
ST20-10T	10
ST20-12T	12
ST20-14T	14
ST20-16T	16
ST20-18T	18
ST20-20T	20
ST20-22T	22
ST20-24T	24

### ø2.4 Sophia Locking Screw ST 型



四角 1.4



ドリル径 ø1.7

商品コード	全長
ST24-06T	6
ST24-08T	8
ST24-10T	10
ST24-12T	12
ST24-14T	14
ST24-16T	16
ST24-18T	18
ST24-20T	20
ST24-22T	22
ST24-24T	24

### Cortex Screw ø2.0



六角 1.5



ドリル径 ø1.5

商品コード	全長
CR20-06T	6
CR20-08T	8
CR20-10T	10
CR20-12T	12
CR20-14T	14
CR20-16T	16
CR20-18T	18
CR20-20T	20
CR20-22T	22
CR20-24T	24

### Cortex Screw ø2.4




六角 1.5



ドリル径 ø1.7

商品コード	全長
CR24-06T	6
CR24-08T	8
CR24-10T	10
CR24-12T	12
CR24-14T	14
CR24-16T	16
CR24-18T	18
CR24-20T	20
CR24-22T	22
CR24-24T	24

### Cancellous Screw ø2.4



六角 1.5



ドリル径 ø1.5

商品コード	全長
CS24-06T	6
CS24-08T	8
CS24-10T	10
CS24-12T	12
CS24-14T	14
CS24-16T	16
CS24-18T	18
CS24-20T	20
CS24-22T	22
CS24-24T	24

## ø2.0/2.4 Sophia Locking System Tool

### ø2.0/ø2.4 ソフィア ロッキング システム ツール




商品コード	商品名	商品コード	商品名
TLDG-L20	ø2.0/2.4 ロッキング用ドリルガイド	TLTQ-06N	0.6N・mトルクドライバー
TLSD-06S	ダブルスクエアドライバーシャフト 1.4mm	TLHQ-001	ハンドルクイック型
TLSD-03S	スクリュードライバー 1.5用スリーブ	TLDP-01S	デブスゲージS ø1.5~2.4

\* 本体での販売可

## Sophia Locking System Palette

### ソフィア ロッキングシステムパレット

(SL20-025)




## Drill CA-Vet

材質：ステンレス

### ドリル CA-Vet

コントラアングルハンドピース専用



商品コード	サイズ	全長 L1	ドリル先 L2
30500000	ø 0.9	33.5	16
30500010	ø 1.1		
30500020	ø 1.5	43.5	25
30500030	ø 1.7		

販売元：デンテック 動物用一般医療機器

### 使用上の注意

- ・本製品は、他メーカーのインプラント、原材料の異なるインプラントとは併用しない。本製品は専用のスクリューを使用する。
- ・ドライバーはスクリューに対し垂直に合わせ、スクリューヘッドに完全に挿入すること。
- ・ロッキングはドライバーを回した際に抵抗が急に高くなるところで止め、0.6N・mのトルク値が推奨される。
- ・異種金属が相互に触れ合うと電気化学的腐食反応が生じ、不具合が生じる危険性が高まる恐れがあるため、材質の異なるインプラントとは併用しない。
- ・肥満体の患者には慎重に使用する。(患者の体重によるインプラントへの負担の為、骨固定の失敗やインプラント材料の変形や破損による不具合発現の可能性がある)
- ・スクリュー固定の際、骨質によっては、タッピングを併用する。
- ・術後、完治するまでは外固定を併用する。
- ・本製品を使用した患者には、注意深く術後管理を行なうこと。



### 販売元



株式会社プラトンジャパン  
〒195-0062 東京都町田市大蔵町 56

【お問合せ受付】 平日9:00~17:00迄  
TEL:042-736-3903  
FAX:042-735-2426  
E-mail: info@sophiatech.co.jp

### 代理店