

国産技術のこだわり設計

【Screw】



互換のある六角ヘッド
ソフィアテックのドライバーを使うと
より快適な埋入操作ができます。

エッジの効いたネジ山で埋入がスムーズ


埋入トルクを考慮したセルフタップデザイン

スクリュー径	φ1.2	φ1.5	φ2.0	φ2.4	φ2.7	φ3.5
ヘッド径	2.8	3.0	3.5	3.5	5.0	6.0
ドリル径 (Cortex)	0.9	1.1	1.5	1.7	2.0	2.5
ドリル径 (Cancellous)	—	—	—	1.5	1.7	—
六角サイズ	1.5	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5

* 材質: チタン合金

【Anchor Washer】

アンカーが骨に食いつきワッシャーの空回りを制御



* 材質: 純チタン2種

コーテックススクリュー

Cortex Screw φ1.2	
商品コード	全長
CR12-05T	5
CR12-06T	6
CR12-07T	7
CR12-08T	8
CR12-09T	9
CR12-10T	10

Cortex Screw φ1.5	
商品コード	全長
CR15-04T	4
CR15-06T	6
CR15-07T	7
CR15-08T	8
CR15-09T	9
CR15-10T	10
CR15-12T	12
CR15-14T	14

Cortex Screw φ2.0	
商品コード	全長
CR20-04T	4
CR20-06T	6
CR20-08T	8
CR20-10T	10
CR20-12T	12
CR20-14T	14
CR20-16T	16
CR20-18T	18
CR20-20T	20
CR20-22T	22
CR20-24T	24

Cortex Screw φ2.4	
商品コード	全長
CR24-06T	6
CR24-08T	8
CR24-10T	10
CR24-12T	12
CR24-14T	14
CR24-16T	16
CR24-18T	18
CR24-20T	20
CR24-22T	22
CR24-24T	24

Cortex Screw φ2.7	
商品コード	全長
CR27-10T	10
CR27-12T	12
CR27-14T	14
CR27-16T	16
CR27-18T	18
CR27-20T	20
CR27-22T	22
CR27-24T	24
CR27-26T	26
CR27-28T	28
CR27-30T	30
CR27-32T	32

Cortex Screw φ3.5	
商品コード	全長
CR35-20T	20
CR35-22T	22
CR35-24T	24
CR35-26T	26
CR35-28T	28
CR35-30T	30
CR35-32T	32
CR35-34T	34
CR35-36T	36
CR35-38T	38
CR35-40T	40

キャンセラススクリュー

Cancellous Screw φ2.4	
商品コード	全長
CS24-06T	6
CS24-08T	8
CS24-10T	10
CS24-12T	12
CS24-14T	14
CS24-16T	16
CS24-18T	18
CS24-20T	20
CS24-22T	22
CS24-24T	24

Cancellous Screw φ2.7	
商品コード	全長
CS27-08T	8
CS27-10T	10
CS27-12T	12
CS27-14T	14
CS27-16T	16
CS27-18T	18
CS27-20T	20
CS27-22T	22


ラグスクリュー

Lag Screw φ2.4	
商品コード	全長
LG24-18T	18
LG24-20T	20
LG24-22T	22
LG24-24T	24

シャフト長: 全長の1/2

アンカーワッシャー

サイズ	外径	穴径	厚み	アンカー部
S (φ1.2/1.5用)	4.2	1.8	0.8	0.8
M (φ2.0/2.4用)	6.0	2.5	1.1	1.0
L (φ2.7/3.5用)	10.0	4.0	1.8	1.4



商品コード	商品名
AWHT-12 S	アンカーワッシャー S
AWHT-20 M	アンカーワッシャー M
AWHT-27 L	アンカーワッシャー L

φ1.2 構骨整備システム 医療機器製造販売承認番号: 25 勸業第 3548 号
アンカーワッシャー 医療機器製造販売承認番号: 26 勸業第 1930 号
ST 動物用チタンスクリュー 医療機器製造販売承認番号: 27 勸業第 2965 号

【使用上の注意】

- ・本製品は、他メーカーのインプラント、原材料の異なるインプラントとは併用しないこと。
- ・異種金属が相互に触れ合うと電気化学的腐食反応が生じ、不具合が生じる危険性が高まる恐れがあるため、材質の異なるインプラントとは併用しないこと。
- ・肥満体の患畜には慎重に使用すること。(患畜の体重によるインプラントへの負担の為、骨固定の失敗やインプラント材料の変形や破損による不具合発現の可能性がある)
- ・術後、完治するまでは、必要に応じて外固定を併用すること。
- ・本製品を使用した患畜には、注意深く術後管理を行なうこと。



販売元



株式会社プラトンジャパン
〒195-0062 東京都町田市大蔵町 56

【お問合せ受付】 平日9:00~17:00迄
TEL: 042-736-3903
FAX: 042-735-2426
E-mail: info@sophiatech.co.jp

代理店